



راه حلی آسان برای
کاهش دفعات تزریق

i-port[®]
ADVANCE

تزریق انسولین را بدون درد تجربه کنید



قابل استفاده برای
۳ روز (حداکثر ۷۵
تزریق) است.



تهران جراح نوین

Medtronic

۰۲۱-۷۵۹۱۷

i-port® Injection Port

مشکلات ناشی از تزریقات مکرر روزانه
را کاهش می دهد.

پورت تزریق دارو
(Injection Port)



نصب کننده
(Insertor)

قابل استفاده برای
سرنگ یا Pen



سوزن تزریق هیچ گاه با پوست
تماس پیدا نمی کند

دارو بدون تماس سوزن با
پوست وارد بدن می شود

فقط یک کانول نرم زیر
پوست قرار می گیرد

i-port یک وسیله کوچک است که با نصب آن روی بدن و قرار گرفتن یک کانول پلاستیکی نرم زیر پوست این امکان را به بیمار می دهد که برای ۳ روز (حداکثر ۷۵ تزریق) از آن استفاده کند و تمام تزریقات خود را بدون اینکه سوزن سرنگ یا pen با پوست تماس پیدا کند، انجام دهد.

i-port یک تزریق ایمن، مؤثر، راحت و بدون درد برای بیماران، بخصوص افرادی که ترس از تزریق دارند، می باشد.

کاهش مکرر تزریق زیر جلدی، درد، کبودی و جای زخم ناشی از تزریق بخشی از مزیت های i-port است.

نیاز به آموزش خاصی برای نصب نداشته و سازگاری کامل با پوست بدن، بخصوص کودکان، دارد.

کدام را ترجیح می دهید؟!

